

ペースメーカーの処理に関するお願い

ペースメーカーは高温（600℃～800℃）で破裂する場合がありますので、患者さんの御家族の方にもこの旨を徹底させ、患者さんの体内にペースメーカーが植込まれている旨を御家族の方から火葬場へ申告し、不慮の事故防止に御協力頂けますよう、御配慮の程よろしくお願ひします。又、摘出されたペースメーカーを廃棄する場合は医療廃棄物として処理してください。（ペースメーカーは火中に投じないようご注意ください。）

尚、御不明な点がございましたら各販売会社へ御連絡下さい。 以 上